


Western Blotting

ウエスタンブロッティング の コツ



1. ウェスタンブロッティング

電気泳動で分離したゲル中のタンパク質を膜（メンブラン）に移す方法をウェスタンブロッティング（Western Blotting）と言っています。わざわざ膜に移すのは、抗原抗体反応等を利用して特異的検出（目的のタンパク質だけを検出）を行なう為。ゲルのままではせっかく分離した試料（タンパク質）が検出反応中に拡散してしまったり、抗体がゲルの中に入って行って反応するのに時間を要したり、その溶液容量も多量に必要となってきたり……。膜上なら試料（タンパク質）は固定され、抗体は膜表面の試料（タンパク質）と反応でき、その溶液容量も少量ですみ時間も短縮できます。ゲルの様に破損する心配ありません。

さて、この便利なウェスタンブロッティングの手法が発表されたのが1979年。DNAをブロッティングするのがサザン（Southern）だから、とタンパク質 ウェスタン と命名されました。検出まで含めてウェスタンブロッティング、ウェスタン法と呼ぶこともあります。従来このTowbinの方法、均一溶液中で電気泳動的にブロッティングする手法が一般的でしたが、1984年Kyhse-Andersenのろ紙にブロッティング溶液を染み込ませて積層するセミドライ式という方法が発表されてから、操作性・経済性の面で広く受け入れられ最近ではこちらが主流になりつつあります。

*Kyhse-Andersen, J. (1984) J. Biochem. Biophys. Methods, 10, 203-209.

- 操作の流れ -

電気泳動

ウェスタンブロッティング

抗原抗体反応 etc

発色検出・撮影


解析

2. 装置

通常タンパク質の電気泳動はポリアクリルアミドゲルで行なうので、ブロッティングも（今度は面方向に）電気（泳動）的にゲルから膜に移行させます。従って装置としてはブロッティング装置とその電源が必要です。ブロッティング装置には、タンク式とか垂直式と呼ばれている物とセミドライ式・水平式と呼ばれている物があります。当社の「ホライズプロット」は後者にあたります。

タンク式はマイルドな条件でブロッティング効率が良いのですが、溶液中に膜・ゲル・ろ紙のサンドイッチを入れて通電する為ゲルが大きい場合には溶液量が多量に必要だとか、発熱が大きい為冷却装置や大電流（A単位）を流せる専用電源が必要であるとか、短所もありました。セミドライ式はブロッティング溶液をろ紙に含ませるだけなので少量で済み、過電流が流れず、発熱の心配もないので専用電源も必要ありません。

- ブロッティング装置模式図 -



タンク式（垂直式）セミドライ式（水平式）

セッティングも簡単でプロットング時間も短い、という多くの特長が受け入れられ、数多く使用されるようになりました。

製 品 名	「ホライズプロット 2M / 4M」	
型 式	AE-6687 型	AE-6688 型
電極サイズ	196x97mm	196x200mm

製 品 名	「パワーステーション1000VC」	
型式・出力	AE-8450 型 ~ 500mA, ~ 1000V	



プロットング装置 電源
「ホライズプロット 2M/4M」 「パワーステーション1000VC」

3. 膜・プロットング溶液

プロットングメンブラン(膜) むかしから使われていたのがニトロセルロース膜ですが、近年 P V D F (ポリフッ化ビニリデン polyvinyliden difluoride) 膜が主流になってきました。当社の「クリアプロット・P 膜」も P V D F 膜です。これは P V D F 膜がタンパク質の結合量が多い(タンパク質の種類によるがニトロセルロース膜の 2 ~ 4 倍) 保持力が強い(一度着いたものが剥がれにくい) 丈夫で扱い易いという特長が受け入れられたからでしょう。耐薬性もありアミノ酸シークエンスが可能なので、泳動(分離) プロットング(膜へ) シークエンス(アミノ酸決定)も定法になっています。安価なニトロセルロース膜とうまく使い分けている人もいます。よくご質問を受けることですが、当社の「クリアプロット・P 膜」は見た目に若干差のあることはありますが、材質的には**表裏はありません**。また、プロットング後に膜を乾燥して保存する方法がありますが、疎水性の P V D F 膜では再親水化処理が必要となる為お勧めしていません。一晩程度ならブロッキング溶液中で、1 ~ 2 日ならごく少量のブロッキング溶液と一緒にラップ等で包んで乾かないようにしておけば、冷蔵庫に入れて保存することは可能です。長期にわたる保存で(他の理由でも)乾燥してしまった場合は、再度メタノール処理(メタノール液に 10 秒程度浸す)を行ってから緩衝液(ブロッキング溶液、洗浄液)に浸すか、緩衝液に終濃度 0.1% 程度になるよう界面活性剤(Tween-20、Triton-X など)を加えて浸します(若干時間を要する場合があります)。いずれにせよ膜上のタンパク質の抗原性については保証できませんので、予備実験をお勧めします。親水化したらあとは通常操作に移ります。

当社附属のろ紙(アブソーベントペーパー)は清潔(コンタミネーションを防ぐ)で、きめ細やかな厚め(0.9mm 厚)のものを使用し、緩衝液量を十分に保つようになっています。他のろ紙、特に薄いものを使用する場合には緩衝液量に注意して下さい。

2 枚以上積層してプロットングする場合にコンタミネーション(陰極側ゲル中タンパク質の混雑)を防ぐ為に透析膜やセロハンを用います。これらは市販されている一般的なもので構いません。

製 品 名	「クリアプロット・P 膜」		
材 質	P V D F		
型 式	AE-6665 型	AE-6666 型	AE-6667 型
サ イ ズ	85x90mm	130x140mm	260mmx 3 m
ポアサイズ	0.2 μm		

4. ブロットリング溶液

ブロットリング溶液はセミドライ式ではトリスと6-アミノカプロン酸、メタノールの系で3種類の溶液を使用します。トリスと6-アミノカプロン酸のイオンでタンパク質をサンドイッチし陽極側へ引っ張っていくことから、ムラなくブロットリングされると言われています。また、3種の異なる液を使用することから電圧もかかり、ゲルからタンパク質が抜け易くなっていると思われます。グリシンが入っていない為アミノ酸シークエンスにも有効です。メタノールはタンパク質の膜への吸着力を高める作用がある為使用されます。ただし、逆にタンパク質をゲル中に固定させる作用もある為、濃度があまり高いとゲルからタンパク質が抜けにくくなり転写効率を落とす要因にもなります。通常5～20%ぐらいで使用しますが、吸着力の強いPVDF膜では5%をお勧めしています。ペプチドのような低分子量の場合20%を使用することもあります。

よく聞くトリス-グリシン-メタノールの系はむかしからの垂直(タンク)式のTowbinの方法からきているもので、セミドライ式には最適とは言えません。どうしても、ということであれば100mMトリス(25mMを変更)、192mMグリシン、5%メタノール(20%を変更)で実施してみてください。ただし効率は落ちるかもしれません。

5. 操作

実験例(セミドライブロットリング)

* 詳細は取扱説明書をご覧ください

ブロットリング溶液 (AE-1460 EzBlot)


A溶液: 0.3M トリス、5% メタノール

B溶液: 25mM トリス、5% メタノール

C溶液: 25mM トリス、
40mM 6-アミノカプロン酸、
5% メタノール

条件: 144mA (2 mA/cm²) 定電流
(25～35V) 30分間

装置: AE-6677S ホライズプロット、
AE-8450 パワーステーション 1000VC



実験手順

上記ブロットリング溶液を調製します。A～C液各100 ml調製すれば、ミニゲル1～2枚、または、スラブゲル1枚分のブロットリングが可能です。

PVDF膜、ろ紙をゲルと同じ大きさに切ります。(アトーの付属品はゲルと同じ大きさです)

PVDF膜はメタノールで湿潤した後、B溶液に浸し、30分以上振とうします。

上の図のように浸すバッファの種類を間違えないようろ紙を用意し、陽極板の上に気泡を入れないよう順番にろ紙、膜、ゲルを重ねます。最後に**グローブをはめた手のひらで全体を押し出すように**気泡を抜き、膜とゲルを密着させます(6-5写真参照)。

一番上のろ紙にC液を滴らし、陰極板をセットし、リード線をつなぎます。

電源を設定し、**定電流 2 mA/cm²** ゲル面積(ミニゲルなら144mA定電流、50V(パワーステーションのブロットリングモード設定))で、通電を開始します。

30～40分後ブロットリングを終了します。膜を取り出し検出反応(抗原抗体反応)に移ります。

6 . プロットイングのコツ

プロットイングには以下の要因がかかわってきます。うまくいかない時などのご参考に！

6 - 1 . プロットイング溶液組成

セミドライプロットイングの原法^{*1}ではトリスと6-アミノカプロン酸、メタノールの系で3種類の溶液を使用します。トリス - グリシン - メタノールの系は従来からの垂直（タンク）式のTowbinの方法からきているもので、セミドライ式には最適とは言えません。トリスと6-アミノカプロン酸、メタノールの系はトリスと6-アミノカプロン酸のイオンでタンパク質をサンドイッチし陽極側へ引っ張っていくことから、ムラなくプロットイングされると言われています。また、3種の異なる液を使用することから電圧もかかり、ゲルからタンパク質が抜け易くなっていると思われます。尚、原法ではメタノール濃度が20%になっていますが、メタノールはゲルからタンパク質が抜けにくくなる作用がある^{*2}為、弊社では5%にしています。泳動後のゲルはプロットイング溶液に置換しないでください。

^{*1} : Kyhse-Andersen, J. (1984) J. Biochem. Biophys. Methods, 10, 203-209.

6 - 2 . メタノール濃度（*2）

メタノールはタンパク質をゲル中に固定させる作用があります。従って濃度があまり高いとゲルからタンパク質が抜けにくくなります。当然20% < 10% < 5%とタンパク質がゲルから出易くなります。ところがメタノールはタンパク質の膜への吸着を高める作用もある為必要なものでもあります。低分子（ペプチド等）試料やニトロセルロース膜（PVDF膜より吸着力が弱い^{*3}）を使用する場合のみ10～20%メタノールをお薦めしています。

6 - 3 . プロットイングメンブラン（転写膜）（*3）

従来使われてきたプロットイングメンブラン（膜）はニトロセルロース膜が主流でしたが、現在ではPVDF膜が出てから操作性の良さ、吸着力・結合保持力の高さなどから広く使われるようになり、こちらが主流となっています。PVDF膜はタンパク質の吸着力や保持力が優れているためプロットイング溶液中のメタノール（タンパク質の膜への吸着を高める作用がある）濃度を低くしプロットイング効率を上げる（タンパク質がゲルから出易くなる）ことができます。

6 - 4 . 通電

セミドライプロットイングでは一定電流1～2 mA / cm²で30～90分行なうのが標準です。電圧は電極間距離に比例して設定する為積層式のセミドライプロットイングでは再現性が得難く、通電（ゲル）面積に比例する電流を用いるのです。電流値を上げたり単に通電時間を延ばしてもプロットイング効率はあまり上がりません。かえって電気浸透により効率が落ちたり電圧上昇により発熱等をおこしてしまいます。効率が悪い場合はまずプロットイング溶液^{*6-1.6-2.6-6}について検討してみてください。

6 - 5 . パターンが流れる

（陰極側）ろ紙とゲルを同じ大きさに揃えるのは基本として、多くの場合ゲルとプロットイングメンブラン（膜）との接触が不十分な為に起こります。セミドライプロットイングではゲル・膜・ろ紙をセッティング後、上からしっかり押さえて下さい。コツはこれだけです。

ゲルはちょっとやさそとではつぶれませんからご安心を。



6 - 6 . でもブロッキング効率が悪い

分子量の大きいタンパク質や塩基性タンパク質、糖タンパク質・リポタンパク質はブロッキング効率が悪い場合があります。上記のような検討をしても効率に改善がみられない場合には陰極側転写溶液に0.01~0.02% SDSを添加します。あまり濃度が高いとタンパク質の膜への結合を妨げてしまいます。通電時間を延ばす場合は90分後一度通電を止め新しいブロッキング溶液を膜にかけてから(ゲル・膜をずらさないように)再度通電して下さい。ゲル濃度を下げるのも一つの手です。また泳動後のゲルをブロッキング溶液に置換しないだけでもブロッキングされ易いです。

7 . 検出

通常、目的とする試料(タンパク質)だけを検出、つまり特異的検出を行ないます。が、その前に・・・全試料(タンパク質)やブロッキング条件の確認等を目的として非特異的検出(染色)を行なう場合もあります。一般にゲルの染色に使われるCBB(クマシーブリリアントブルー)の色素染色を一例として紹介しておきます。

実験例(CBB染色) * 詳細は取扱説明書をご覧ください

染色液 * 1

0.001% CBB、10%酢酸、30%メタノール

脱色液 * 2

10%酢酸、50%メタノール

* 1 通常ゲル染色に用いるCBBの1/10~1/100薄い。

* 2 メタノール濃度が50%程度であること。


(10%酢酸、30%メタノール100mLにメタノール45mLを加えると終濃度約52%。酢酸濃度が薄くても問題なし。)

実験手順

染色	5~10分	1回	ゆっくり
----	-------	----	------

脱色	2~5分	2回	激しく
----	------	----	-----

検出	* バックグラウンドが若干青いままでも乾燥すると白くなる。
----	-------------------------------




CBB染色 抗原抗体反応後の酵素発色

目的のタンパク質の特異的検出

通常、ブロッキング後タンパク質の目的とするものだけを検出(特異的検出)します。

一般的には、まず膜自体が反応(発色・光)しないようにブロッキングを行ない、洗浄後目的タンパク質に対する抗体(一次抗体)を結合させさらに発色・光系の酵素等を標識した抗体(二次抗体)を結合させて、基質を加えて発色・発光させます。



実験例 (抗原抗体法) * 詳細は取扱説明書、文献等をご覧ください

ブロッキング溶液

AE-1470 *EzBlock* (イージーブロック) (非タンパク質性)

または BSA、スキムミルク、カゼイン / TBS など

洗浄液 *1

AE-1480 *EzWash* (イージーウォッシュ) + Tween-20

TBS (Tris-HCl, NaCl, Tween-20) 濃度や pH は各種条件あり

(標識) 抗体

HRP (西洋わさびペルオキシダーゼ) ^{*2} 標識 IgG (× 1/1000) / TBS

基 質 *3

AE-1490 *EzWestBlue* (イージーウエストブルー) (TMB 発色基質) 発色

DAB (ジアミノベンジジン), H₂O₂ 発色

ECLTM (アマシャム社 , 発光試薬) など 発光

* 1 バックグラウンドを下げる為に界面活性剤 Tween-20 を加えている。

* 2 他に ALP (アルカリフォスファターゼ) 等の酵素も用いられる。

* 3 発色・発光いずれの場合も基質には多数種類がある。

メ - カ - によっても発色・発光強度、発光継続時間、試薬の安定性などが異なる。

* バックグラウンドが高い場合は、ブロッキングを 37℃ で行なったり、各洗浄時間を長くする。

実験手順

洗浄	5分	2回	激しく
----	----	----	-----

ブロッキング	60分	1回	ゆっくり	通常は室温で行う
--------	-----	----	------	----------

洗浄	5分	2回	激しく	条件によっては10～30分
----	----	----	-----	---------------

抗体反応	60分	1回	ゆっくり	37℃ または室温で行う
------	-----	----	------	--------------

洗浄	1分	2回	激しく
----	----	----	-----

洗浄	10分	2回	激しく	条件によっては20～30分
----	-----	----	-----	---------------

検出	発色・発光
----	-------

2次抗体は抗体反応 洗浄
洗浄を繰り返します。

* 詳細は別途「化学発光検出のコツ ウェスタンブロッティング編」をご参照ください。
ご希望の方には差し上げます。当社までご請求ください。

発光検出


最近ではウェスタンブロッティングの検出には発光検出が多く利用されています。抗原抗体反応を用いた場合、2次抗体にペルオキシダーゼ(POD/HRP)を標識したものを用いれば、最後に発光基質を添加することで発光検出が行えます。この発光は微弱なため、目で見ることには出来ないのでX線フィルムや高感度冷却CCDカメラを用いてパターンを取り込みます。現在では操作が容易で、簡単にデジタル化が可能な冷却CCDカメラシステムが広く使われるようになってきました。この装置は、発光基質を添加したメンブランを暗箱内にセットし、一定時間撮影するだけで発光パターンを取り込むことが可能です。



アトー冷却 CCD カメラシステム
AE-6981/2 ライトキャプチャー

実際に発光検出を行った膜のイメージ

試料：血清
検出系：抗A1b-HRP 標識抗体
基質を添加し 発光
撮影：アトー ライトキャプチャー



8. システム紹介

製品の詳細はカタログ、ホームページをご覧ください

「non-RI ウェスタンブロッティングシステム」発色・化学発光法によるタンパク質の検出

電気泳動



泳動槽
AE-6530P
ラビダス・二連ミニ
スラブ電気泳動槽
¥42,000



既製ゲル
E-T520L
e・パジェル
¥13,800
(ゲルは各種あり)



試料調製溶液
(SDS-PAGE 用)
AE-1430 EzApply
(イージーブライ)
¥6,800



泳動用緩衝液
(SDS-PAGE 用)
AE-1410 EzRun
(イージーラン)
¥4,800



電源
AE-8450
パワーステー
ション 1000V
¥150,000

ブロッティング



ブロッティング装置
(ろ紙・膜付き)
AE-6687・S
ホライズプロット 2M
¥125,000



ブロッティング用溶液
(3種溶液系)
AE-1460 EzBlot
(イージープロット)
¥12,000



振とう器
シーソーシェー
カーミニ
¥74,000

検出



ブロッキング用溶液
(非タンパク質性)
AE-1470 EzBlock
(イージーブロック)
¥5,800



洗浄用溶液
(TBS 溶液)
AE-1480 EzWash
(イージーウォッシュ)
¥6,800



発色基質溶液
(HRP 用発色基質)
AE-1490 EzWestBlue
(イージーウエスト
ブルー) ¥12,000

発光撮影装置
AE-6981/2
ライトキャプ
チャー
¥2,300,000 ~



その他、消耗品(試薬類)などが別途必要になります。

0.000 000 000 000 000 001 = 10⁻¹⁸ ATTO a one quintillionth of

2009.5



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- ペリスタポンプ
- クロマトグラフ
- 電気泳動分析機器

- DNA分析機器
- 画像分析システム
- 発光分析装置
- バイオ研究機器
- 医療分析装置

- 本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-5-32 ☎(03) 3814-4861 (代表) ☎(03) 3814-4868
- ◆技術サービス ☎(03) 3814-4794 (代表) ☎(03) 3814-4856
- 技術開発 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03) 5818-7560 (代表) ☎(03) 5818-7563
- センター (東京都許可 医療機器製造業)
- 大阪支店 〒530-0054 大阪市北区南森町2-1-7 ☎(06) 6365-7121 (代表) ☎(06) 6365-7125

■URL <http://www.atto.co.jp/>

■本社 e-mail: info@atto.co.jp

■大阪支店 e-mail: osaka@atto.co.jp